

# Tarjetas TFN para biomuestras

## Papel para extracciones empleado en la toma de muestras de sangre y el escaneo neonatal

Para conservar las células necesarias para el escaneo neonatal, la toma de muestras de sangre precisa la utilización de un papel de filtro de grado especial, como estas tarjetas TFN para la toma de biomuestras.

### Composición

- ✓ Elaborado 100% a partir de linters de algodón.
- ✓ Sin aditivos de resistencia a la humedad y sin químicos impregnados que interfieran con los análisis.

### Ventajas de uso

- ✓ Detecta más de 30 trastornos graves, de forma que permite el tratamiento precoz de los mismos.
- ✓ Las muestras de sangre se recogen directamente sobre el papel matriz, no es necesario un recipiente de extracción adicional.
- ✓ Análisis rápido. Las muestras de sangre se secan en 2h.



### Impresión personalizada

Se ofrecen tarjetas de papel TFN de recogida de muestras personalizadas para el uso de muestreos grandes, que permiten a los investigadores y sanitarios estandarizar muestras obtenidas de diversas fuentes. Existe la posibilidad de imprimir por ambas caras o colocar códigos de barras, creando soluciones adaptadas al cliente.